

<p>Учебная установка демонстрационная «Правило Ленца» ЭЛБ-190.002.02</p>	<p>Предназначена для наглядной демонстрации правила Ленца. Состав: - катушки с ферромагнитным сердечником для создания магнитного поля и токопроводящих колец с разрезом (не менее 2 шт.) и без разреза (не менее 4 шт.). Лабораторные работы Демонстрация правила Ленца. В комплекте: Руководство по эксплуатации - 1шт. Методические указания по выполнению лабораторной работы - 1шт. Гарантийный талон - 1шт. Паспорт - 1шт.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------